

Emerald-spuit 5 ml met naald 21G x 40mm (Thin Wall) - 100 stuks

08/10/2025 17:20:58



Artikelnummer	010212
Prijs excl. BTW	€ 14,97
Prijs incl. BTW	€ 18,11
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De BD Emerald-spuiten bevatten een gemonteerde naald met Luer aansluiting. Ze zijn steriel, latexvrij en voor eenmalig gebruik. Emerald-spuiten bestaan uit drie delen: een cilinder, stamper en stopper. De cilinder is helder, voor een optimale controle, en de schaalverdeling is duidelijk leesbaar. Dit product beschikt over een siliconenring, die zorgt voor een regelmatige stamperbeweging.

Afbeeldingen

