



Artikelnummer	108142
Prijs excl. BTW	€ 12,95
Prijs incl. BTW	€ 15,67
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Gebogen klem met tanden

De Halstead Mosquito klem is een getande, gebogen arterieklem.

De Halstead Mosquito klem wordt gebruikt voor het kortstondig dichtklemmen of vastgrijpen van doorgesneden bloedvaten.

Deze tang van Halstead Mosquito is een medische tang uit roestvrij staal.

- Autoclaveerbaar
- lengte: 12,5 cm