



Artikelnummer	040057
Prijs excl. BTW	€ 6,30
Prijs incl. BTW	€ 7,62
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Hansaplast Foot Expert Anti-Drukringen voor Likdoorns - 20 stuks

Anti-Drukringen voor Likdoorns - Onmiddellijke verlichting van de druk

- Vooral geschikt om likdoorns te beschermen tegen pijnlijke druk
- Verlicht de pijn onmiddellijk
- Zacht en zelfklevend

De zachte Hansaplast Anti-Drukringen voor Likdoorns beschermen likdoorns op de voeten tegen pijnlijke druk en wrijving, vooral bij contact met schoenen.

Gebruiksadvies Hansaplast Foot Expert:

- Aanbrengen op een schone en droge huid. Plak de ring zo, dat de likdoorn zich precies in het midden van de ring bevindt. Druk de ring stevig aan.

Product	Type	Formaat	Inhoud
Anti-Drukringen voor Likdoorns		Ø 2,2 cm	20 stuks