



Artikelnummer	000295
Prijs excl. BTW	€ 14,00
Prijs incl. BTW	€ 16,94
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Op zoek naar een duurzame en veilige manier om medische instrumenten op te bergen? Deze inox instrumentendoos is ideaal voor gebruik in klinische en poliklinische omgevingen.

De doos is vervaardigd uit hoogwaardig RVS en voorzien van een stevig klemdeksel voor extra veiligheid. Dankzij het compacte formaat van 18x8x4 cm is deze instrumentendoos perfect voor het opbergen en steriliseren van kleinere medische instrumenten.

Belangrijkste kenmerken:

- o Gemaakt van klinisch roestvrij staal
- o Geschikt voor reiniging in de ultrasoonreiniger of autoclaaf

- Voorzien van een betrouwbaar klemdeksel
- Leverbaar in meerdere formaten

Gebruik deze RVS instrumentendoos voor een hygiënische en georganiseerde opslag van uw instrumentarium.

Afbeeldingen

