

IV-katheter met bijspuitpoort Venflon Pro - 22G x 25mm (blauw) - 50 stuks

08/10/2025 17:39:05



Artikelnummer	010293
Prijs excl. BTW	€ 63,67
Prijs incl. BTW	€ 77,04
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

BD Venflon™ Pro ref. 393202 22G 0,9x25 mm blauw: **tijdelijk wordt ref. 391451 BD Venflon 22G 0,8 x 25 mm geleverd als vervangartikel aan dezelfde prijs.** BD Venflon™ Pro uitstekende inbreng eigenschappen De BD Venflon™ Pro heeft uitstekende inbreng-eigenschappen dankzij de combinatie van de zeer goede hanteerbaarheid van de BD Venflon™ 2 met de voordelen van polyurethaan. Dit zorgt voor vermindering van complicaties en pijn geassocieerd met venapunctie. BD Venflon™ Pro de patiënt vriendelijke katheter De nieuwe BD Venflon™ Pro perifere IV canule met bijspuitpoort is gemaakt van het BD PUR (polyurethaan) materiaal. De BD PUR katheter is rigide bij kamertemperatuur, waardoor een succesvolle punctie vanaf de eerste maal gemakkelijker wordt. Eenmaal in de vene, wordt de katheter soepel, waardoor de risico's, die gepaard gaan met IV katheterisatie tot een minimum worden beperkt. Al het goede van BD Venflon™ is gebleven: Het kapje voor naaldvrije bolus injecties, dezelfde vorm voor een goede hanteerbaarheid en gebruiksgemak, de consistentie in de productie. Eigenlijk betekent het dezelfde penetratie eigenschappen, elke keer als u een patiënt

aanprikt. Alles is ontworpen om de venapunctie te vergemakkelijken, het risico van complicatie te verminderen en kosten te besparen. De BD Venflon™ Pro heeft de gebruiksmoeilijkheden die men bij gebruik van andere PUR katheters soms heeft, overwonnen.