

IV-katheter met vleugels Insyte-W - 22G x 25mm (blauw) - per stuk

08/10/2025 20:52:51



Artikelnummer	0103031
Prijs excl. BTW	€ 0,91
Prijs incl. BTW	€ 1,10
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

BD IV-katheter met vleugels Insyte-W - 1 STUK Infusion Therapy Systems

Perifere intraveneuze katheters in Vialon™

Kenmerken

- Steriel, éénmalig gebruik, latexvrij.
- De BD Insyte™ katheter is vervaardigd van radio-opaak BD Vialon™, hemocompatibel biomateriaal, en staat borg voor uitstekende penetratie, tipintegriteit en tolerantie.
- Vlot aanprikken: de grote weerstand van Vialon™ (Polyurethaan) maakt de vervaardiging van een fijnere, sterkere en betrouwbare kathetertip mogelijk, met een gemakkelijke penetratie. Er is 50% minder kracht nodig dan met de traditionele

katheters in teflon.

- Tipintegriteit: de mechanische eigenschappen van Vialon™ voorkomen opstropen en vervorming van de tip bij het aanprikken.
- Tolerantie: eenmaal in het lichaam ingebracht, wordt de aanvankelijk rigide katheter soepeler. Samen met de biocompatibiliteit van Vialon™ en de tipintegriteit verklaart deze aanvullende eigenschap het lagere risico op tromboflebitis.
- Debiet: de dunne wand van de katheter maakt met een identieke buitendiameter een hoger debiet mogelijk. De knikresistentie van Vialon™ garandeert het behoud van een optimaal debiet (bv.: BD Insyte™ 18G; 106ml/mn).

Aanbevelingen

- Gebruikelijke perifere toegang ook bij broze venen en lage veneuze druk.

Sterilisatie

- Ethyleenoxide (E.T.O.)

Markering

- CE 0318 Insyte™, Insyte-W™ katheters
- CE 0086 Insyte-W™ katheters en/of CE 0318 Insyte-W™ katheters (Ref. 381312/381357)
- CE 0120 Insyte™ obturators