

Artikelnummer	0100791
Prijs excl. BTW	€ 1,28
Prijs incl. BTW	€ 1,55
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

KD-JECT III spuit 3 delig KD-JECT III zijn steriele spuiten met luer voor eenmalig gebruik bestaan uit drie delen - cilinder, plunjer en pakking (rubberen afdichting). Ze zijn bedoeld voor injecteren van geneesmiddelen in combinatie met andere medische hulpmiddelen zoals injectienaalden of voor het onttrekken van lichaamsvloeistoffen. KD-JECT III zijn niet-toxisch, pyrogeenvrij en gesteriliseerd met ethyleenoxide (EO).

Kenmerken:

- Duidelijk afleesbare schaal
- Gesiliconiseerd voor de beste glij-eigenschappen
- Grote vingergrepen voor eenvoudige en stevige grip
- Zuigerstop die voorkomt dat de plunjer naar buiten wordt geduwd
- Dispenserverpakking met kleurcodering die op twee verschillende manieren kan worden geopend
- Puntige rubberafdichting voor minder restant
- PVC- en DEHP-vrij, Latex vrij