

Knelverband voor kinderen met dier motieven - metaalvrij - 1 stuk

08/10/2025 22:17:19



Artikelnummer	015005
Prijs excl. BTW	€ 14,24
Prijs incl. BTW	€ 17,23
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Knelverband voor kinderen met dierenmotief. Een knelverband, ook wel tourniquet genaamd, is een verband dat om een ledemaat wordt gelegd om ernstige bloedingen te stoppen. Een tourniquet mag alleen gebruikt worden als er het risico wordt gelopen dat de patiënt doodbloed. De tourniquet kan namelijk schade aanbrengen aangezien de ledemaat volledig wordt afgesloten van de bloedcirculatie. Daarom wordt de knelverband alleen gebruikt als laatste redmiddel. Als er veel helderrood bloed uit de wond stroomt en het niet lukt om de bloeding te stelpen, dan bestaat er een kans dat de patiënt doodbloedt. In dit geval is de tourniquet van grote waarde. Daarnaast moet de patiënt naar het ziekenhuis. Breng de tourniquet aan tussen de wond en het hart. Leg deze 10-15cm van de wond af en plaats het nooit op een wond, (bot)breuk of gewricht. Noteer de tijd dan de tourniquet is aangebracht.