



Artikelnummer	108109
Prijs excl. BTW	€ 22,51
Prijs incl. BTW	€ 27,24
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Knie gebogen roestvrij stalen verbandscharen.

Dankzij een afgerond speciaal uiteinde aan het onderste blad, knipt u met deze verbandschaar snel en veilig verbanden door.

Zelfs bij direct contact met het lichaam glijdt de Lister-verbandschaar moeiteloos over de huid, zonder de patiënt te verwonden.

- 2 tandenloze schaarbladen
- Scherp geslepen snedes
- Kenmerkende hoek van de schaarbladen met de handgreep, zodat de verbandschaar goed is vast te houden.
- Ook verkrijgbaar met lengte: [14 cm](#)