



Artikelnummer	270177
Prijs excl. BTW	€ 129,89
Prijs incl. BTW	€ 157,17
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Lock Box Spuit-pijnpomp BD Bodyguard T (Niki T34)

Lock box zorgt voor de ideale vergrendeling bij het gebruik van een spuit-pijnpomp.

- Vergrendelbaar om medicatie veilig te houden
- Voorkomt verplaatsing van de spuit
- Voorkomt knoeien
- Schermvergrendeling
- Veranderen infusieprogramma: code nodig