



Artikelnummer	270174
Prijs excl. BTW	€ 118,10
Prijs incl. BTW	€ 142,90
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Deze Lock box met CIJFERSLOT zorgt voor de ideale vergrendeling bij het gebruik van een spuit-pijnpomp.

Lock Box met cijferslot voor Spuit-pijnpomp CA-700

- Met cijfercode om medicatie veilig te houden
- Voorkomt verplaatsing van de spuit
- Voorkomt knoeien
- Scherm duidelijk zichtbaar in lock box
- Veranderen infuusprogramma niet mogelijk

De verpleegkundige of verantwoordelijke kan zelf een code instellen, zodat de patiënt niets kan wijzigen aan de instellingen. Ideaal voor in rusthuizen.

Afbeeldingen

