



Artikelnummer	3711
Prijs excl. BTW	€ 3,21
Prijs incl. BTW	€ 3,88
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Naaldcontainer Flynter

Deze naaldcontainer biedt een betrouwbare, veilige en efficiënte oplossing voor de afvoer van gebruikte naalden en scherpe voorwerpen. Met zijn robuuste constructie, veilige sluitmechanisme en gebruiksvriendelijke ontwerp, is deze container ideaal voor een breed scala aan medische en laboratoriumomgevingen. Door te kiezen voor de Flynter naaldcontainer, investeert u in de veiligheid van uw medewerkers en patiënten, en draagt u bij aan een hygiënische en verantwoorde werkomgeving.

Belangrijkste Kenmerken

1. Duurzaam en Stevig Ontwerp

- o Gemaakt van hoogwaardig, punctiebestendig plastic, biedt de naaldcontainer een robuuste oplossing voor het verzamelen en afvoeren van scherpe medische instrumenten. De stevige constructie zorgt ervoor dat de container

niet gemakkelijk beschadigd raakt of lekt.

2. Veiligheidsdeksel

- De container is uitgerust met een gebruiksvriendelijk veiligheidsdeksel dat stevig sluit om de inhoud veilig af te sluiten. Het deksel heeft een eenvoudig te bedienen sluitmechanisme dat onbedoeld openen voorkomt, waardoor de veiligheid voor gebruikers wordt gemaximaliseerd.

3. Handige Inwerpopening

- De brede inwerpopening maakt het gemakkelijk om naalden en andere scherpe voorwerpen veilig en zonder risico op prikverwondingen in de container te werpen. Dit vermindert het risico op ongelukken tijdens het afvoeren van gebruikte instrumenten.

4. Autoclaveerbaar

- De Flynter naaldcontainer is autoclaveerbaar, wat betekent dat deze veilig kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf voordat deze wordt afgevoerd. Dit is vooral belangrijk voor instellingen die strenge hygiëne- en steriliteitsprotocollen volgen.

5. Diverse Formaten

- Verkrijgbaar in verschillende maten, zodat aan de specifieke behoeften van diverse zorgomgevingen kan worden voldaan. Of het nu gaat om kleine containers voor gebruik in spreekkamers of grotere containers voor drukke ziekenhuizen, er is altijd een passende maat beschikbaar.

Voordelen van de naaldcontainer Flynter

1. Maximale Veiligheid

- Door het punctiebestendige materiaal en het veilige sluitmechanisme biedt de container optimale bescherming tegen prikverwondingen en besmetting, wat cruciaal is voor de veiligheid van zorgverleners en patiënten.

2. Eenvoudig in Gebruik

- Het ontwerp van de container maakt het eenvoudig en intuïtief in gebruik, wat zorgt voor een efficiënte afvoer van naalden en scherpe voorwerpen zonder ingewikkelde handelingen.

3. Hygiënische Afvoer

- Door de mogelijkheid om de container te steriliseren voordat deze wordt afgevoerd, wordt de kans op verspreiding van ziekteverwekkers geminimaliseerd, wat bijdraagt aan een veilige en hygiënische werkomgeving.

4. Milieuvriendelijk

- De containers zijn ontworpen met aandacht voor milieuvriendelijkheid. Ze kunnen veilig worden afgevoerd en zijn vervaardigd uit recyclebaar materiaal, wat bijdraagt aan duurzame afvalverwerking.

Toepassingen

- Ziekenhuizen en Klinieken
 - Essentieel voor de veilige afvoer van naalden en andere scherpe medische instrumenten, wat helpt bij het handhaven van een veilige en hygiënische omgeving.
- Huisartsenpraktijken
 - Geschikt voor gebruik in huisartsenpraktijken en andere eerstelijnszorginstellingen waar regelmatig naalden worden gebruikt.
- Laboratoria
 - Ideaal voor laboratoriummedewerkers die werken met scherpe instrumenten en behoefte hebben aan veilige afvoeropties.
- Tandartspraktijken
 - Onmisbaar voor tandartspraktijken die scherpe instrumenten gebruiken en veilige afvoer van deze instrumenten moeten garanderen.