



Naaldcontainers zijn verkrijgbaar met diverse inhoudsmaten. Terwijl kleine containers vooral worden gebruikt voor de afvoer van naalden na huisbezoeken, vinden grote naaldcontainers bij de verwijdering van gebruikte wegwerpinstrumenten en scalpels

toepassing. Na volledige vulling is het belangrijk de naaldcontainer zo te sluiten dat hij niet per ongeluk weer geopend wordt. Alleen op deze wijze wordt gewaarborgd dat ook na het afvoeren geen gevaar voor prikaccidenten bestaat. De afvoer van de naaldcontainers geschiedt dan volgens de geldende regelgeving.

Veiligheids- en naaldcontainers in verschillende soorten

In onze online shop bieden wij een groot assortiment hoogwaardige naaldcontainers in verschillende maten tegen gunstige prijzen. Afmetingen:

- Naaldcontainer 0,5 L: Ø 8,3 x 15h cm
- Naaldcontainer 7 L: vierkant 14 x 19 x 32 cm
- Naaldcontainer 10 L: vierkant 22 x 22 x 35 cm