



Artikelnummer	010202
Prijs excl. BTW	€ 20,63
Prijs incl. BTW	€ 24,96
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Omnifix tuberculinespuit van 1 ml, steriel per stuk verpakt, voor nauwkeurige dosering.

Zeer precieze dosering

Deze tuberculinespuit wordt gebruikt voor precieze dosering van slechts minimale toevoer van medicijnen (bv. vaccins), heparine, ... Voor deze behandelingen zijn de spuitten met een klein volume noodzakelijk.

Tuberculinespuit met een fijne gradering

De tuberculinespuit is voorzien van een fijne gradering in tienden en honderdsten van een millimeter. De spuitten hebben een duidelijke goed afleesbare zwarte schaalverdeling. Deze omnifix spuit heeft een luer aansluiting. De fijne driedelige spuitten zijn voor éénmalig gebruik en zonder naald. [De injectienaalden kunnen hier apart in verschillende afmetingen ook besteld worden.](#)

Hoe gebruikt u een tuberculinespuit

Deze spuiten zijn driedelig en bestaan uit een cilinder in polypropyleen met aan de ene kant een tip waarop de injectienaald kan bevestigd worden en aan de andere kant de stamper. Door het trekken aan de stamper wordt de injectievloeistof via een aangebrachte optreknaald uit een ampul of flacon opgezogen in het reservoir.

Vervolgens wordt na het aanprikken door te duwen met de stamper de vloeistof via een nieuw aangebrachte injectienaald in het lichaam geïnjecteerd.

Eigenschappen tuberculinespuit

- Gemaakt van Polypropyleen
- Transparante cilinder
- Permanente markering
- Duidelijke, goed afleesbare schaalverdeling van 0,01 ml
- Tuberculinespuit met Luer-tip (= zonder schroefdraad)
- Stamper met dubbele afdichtring voor langzame aspiratie en injectie; vervaardigd van natuurlijk, latexvrij, synthetisch materiaal
- Hoge kwaliteit: gekwalificeerd volgens ISO 10993
- Latexvrij, conform ISO 7886 -1
- Steriel per stuk verpakt
- Doos van 100 tuberculinespuiten