



Artikelnummer	104861
Prijs excl. BTW	€ 347,48
Prijs incl. BTW	€ 420,45
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Eenvoudig hanteerbare metalen oorspuit.

De set wordt geleverd in een hoogwaardige lederen etui.

Gemakkelijk schoon te maken

- Inhoud: 10ml
- Inclusief 3 opzetstukken
- Slanglengte: 45 cm

Volledig metalen zelfvullende spuit 10 ml voor enkelvoudig of continu spoelen, veilige bediening dankzij beproefde handgreep, steriliseerbaar op 134°C of 273°F, met Luer Lock-ventielsysteem, beschermplaat, oorolijf, conisch opzetstuk, olijfvormig opzetstuk, katheteropzetstuk, zuignap, zuigslang 45 cm, O-ring voor injectiezuiger, complete set