



Artikelnummer	010069
Prijs excl. BTW	€ 60,56
Prijs incl. BTW	€ 73,28
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Spuiten BD met catheter-tip/conische aansluiting. Voor de toediening van voeding in porties, of voor de toediening van water.

De BD Plastipak spuit is een driedelige spuit zonder naald.

Deze spuit BD wordt gebruikt om te injecteren. Deze kan ook gebruikt om vloeistof te aspireren, samen met een injectienaald weliswaar. De spuiten worden geleverd zonder naald. De BD spuiten bestaan uit drie delen: een cilinder, stamper en stopper. De cilinder is helder, voor een optimale controle, en de schaalverdeling is duidelijk leesbaar. Een driedelige spuit heeft als extra een rubber gesiliconiseerd afsluitdopje wat op de stamper is bevestigd. Dit rubber afsluitdopje zorgt voor een goede afdichting tussen cilinder en stamper & een soepele beweging van de stamper. De doorzichtige spuit zorgt voor een perfecte controle van de injectie. Deze injectiespuiten hebben als aansluiting voor de naald een catheter-tip/conische aansluiting.

Kenmerken van de BD spuiten:

- Driedelige spuit: lichaam, zuiger en zuigerafdichting
- Voor de toediening van voeding in porties, of voor de toediening van water.
- Zonder latex
- Zonder DEHP
- Classe I
- Voldoet aan de normen volgens richtlijn nr. 93/42/EEG (voor medische toepassingen)

Extra Informatie

Omschrijving	Verpakking
50 ml	60 stuks
100 ml	25 stuks