



Artikelnummer	000371
Prijs excl. BTW	€ 1,08
Prijs incl. BTW	€ 1,31
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Posiflush voorgevulde spuit 10 ml Luer-Lok - per stuk

Deze voorgevulde PosiFlush spuit is ideaal voor het veilig flushen van I.V.-katheters. Ze helpen bloedreflux te voorkomen en verbeteren het onderhoud van katheters. De steriele oplossing en het ontwerp verlagen het risico op fouten en katheterbeschadiging. De spuit is gesteriliseerd (SAL 10⁻⁶) en heeft een houdbaarheid van 3 jaar. Dankzij het gebruiksklare profiel worden glazen flacons en ampullen overbodig, wat tijd en kosten bespaart.

- Steriele 0,9% NaCl-oplossing
- Luer-Lock aansluiting
- Vermindert risico op fouten en katheterbeschadiging

Wordt verkocht per 1 stuk.

Afbeeldingen

