



Artikelnummer	108145
Prijs excl. BTW	€ 12,75
Prijs incl. BTW	€ 15,43
Voorraad	Nog slechts 9 op voorraad

Omschrijving

De Pean Rochester Kocher tang is een hemostatische tang.

De klem dient voor het vastgrijpen van doorgeknijpte bloedvaten en voor de primaire hemostase.

Deze medische klem van Pean Rochester is een gebogen klem met een geribbelde oppervlakte en een instelbare vergrendeling.

Deze tang van Pean Rochester is een medische tang uit roestvrij staal.

De Pean Rochester tang is een autoclaveerbaar klem.