



Artikelnummer	270173
Prijs excl. BTW	€ 1.465,63
Prijs incl. BTW	€ 1.773,41
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Voor de pijnbehandeling na een operatie kan de arts-anesthesist u een pijnpomp of PCA-pomp voorstellen. PCA is de afkorting van Patiënt-Controlled Analgesia en betekent 'door de patiënt gecontroleerde pijnstilling'. De CA-700 is een kleine, lichtgewicht, draagbaar en zeer gebruiksvriendelijke spuitpomp die speciaal werd ontwikkeld voor de toediening van intraveneuze vloeistof en medicatie in een instelling én thuis. Deze pijnpomp wordt geleverd in een stevig en handig koffertje met adapter en paalklem.

Wat is het voordeel van een pijnpomp?

Met een pijnpomp moet u de verpleegkundige niet verwittigen wanneer u pijn hebt en moet u dus ook niet wachten op een injectie met een pijnstiller. U kunt meestal uw

pijnverdooving zelf sneller en preciezer regelen, wat een belangrijk voordeel is. Afhankelijk van het type pijnpomp en de ingreep zal de anesthesist of verpleegkundige de dosis instellen.

Levensduur batterij: 24u infusie aan 5ml/u

- Spuiten: 3, 5, 10, 20/30, 50/60 ml
- Zelftest bij opstart
- Standaard bd, andere merken te kalibreren
- Detectie grootte spuit, inhoud zelf aflezen en ingeven
- Infuussnelheid: 0,1 – 1000 ml/u
- Mogelijkheid tot geven van Bolus
- Levensduur batterij: 24u infusie aan 5ml/u (oplaad 8u)
- occlusie: laag, medium, hoog

Afhankelijk van de wijze waarop de pijnstillende medicatie wordt toegediend, spreekt men van 'PCIA' of van 'PCEA'. Deze CA-700 pijnpomp is een PCIA waarbij de toediening intraveneus gebeurt, dit wil zeggen via een ader. De pomp wordt aangesloten op een infuus in de ader van uw arm of hand.

Afbeeldingen

