

STERICAN Intramusculaire naald 23G x 80mm (blauw) - 100 stuks

08/10/2025 17:21:51



Artikelnummer	010149
Prijs excl. BTW	€ 16,05
Prijs incl. BTW	€ 19,42
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Sterican naalden voor neurotherapie - Hypodermische naalden gemaakt van roestvrij chroomnikkelstaal en glad oppervlak met lichte siliconencoating Kenmerken:

- Gemaakt van roestvrij chroomnikkelstaal
- Dunwandige naalden
- Glad oppervlak met lichte siliconencoating
- Volgens ISO 7864 en DIN 13097
- Lange of korte bevel met 3 facetten
- Luer lock aansluiting gemaakt van polypropyleen
- Voorzien van kleurcodes (conform ISO 6009)

Beschrijving + Artikelcode

- STERICAN NAALD 23GX60MM - ref.4665600
- STERICAN NAALD 23GX80MM - ref.4665635