

Surecan grippernaald met vleugels - 20G x 20 mm - per stuk

08/10/2025 20:57:03



Artikelnummer	010180
Prijs excl. BTW	€ 6,25
Prijs incl. BTW	€ 7,56
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

B.Braun Winged Surecan is een gebogen grippernaald met vleugels voor het aanprikken van een poortkatheter. Winged Surecan is een naald voor het aanprikken van een poortkatheter voor langdurige infusies tot zeven dagen. De gripper naalden hebben flexibele vleugels voor een goede grip en gemakkelijke prik en voor een stabiele fixatie. De naalden zijn hogedrukbestendig tot 325 psi. De grippernaald heeft een afwijkende, licht gebogen vorm met de opening aan de zijkant en niet aan de punt. Daardoor is het een niet-borende/stansende naald. Voor een poortkatheter kan geen normale injectienaald gebruikt worden, want dan raakt het membraan van de poortkatheter lek.