



Artikelnummer	0101471
Prijs excl. BTW	€ 216,38
Prijs incl. BTW	€ 261,82
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Surecan naalden zijn toegangspoortnaalden met een speciaal ontworpen en gepatenteerde afschuining. De afschuining maakt een gemakkelijke penetratie van de naald in het septum mogelijk, terwijl het "punching-out"-effect wordt geëlimineerd en het sluiten van het septum na naaldverwijdering wordt vergemakkelijkt. Voordelen:

- Niet-snijdende naalden
- Een gewijzigde snijrand achteraan om het afschaven van siliconefragmenten te voorkomen
- Verlengt de levensduur van een poort door lekkage van het membraan te voorkomen
- Vrij van latex en DEHP
- Niet gesiliconiseerde canule om de naald beter in het septum te houden en spontane extractie van naalden uit het septum te voorkomen
- MR-voorwaardelijk.

Surecan naalden worden gebruikt om toegangspoorten aan te prikken om de levensduur van de poort te verlengen. Afhankelijk van het bereik kan Surecan worden gebruikt voor:

Bolusinjectie tot zeven dagen infusie voor antibiotherapie, transfusie, bloedafname en TPN injectie van contrastvloeistof bij het maken van een CT-scan.