



Artikelnummer	3729
Prijs excl. BTW	€ 12,34
Prijs incl. BTW	€ 14,93
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

De Unifine spuit - luer lock excentrisch is verkrijgbaar in 20 ml en ideaal voor verschillende injectie- en aspiratieprocedures. Ze ondersteunen de optimale patiëntenzorg in uiteenlopende medische situaties, waardoor ze een veelzijdige en betrouwbare keuze zijn.

Productkenmerken

- Cilinder: Transparant polypropyleen voor extra stevigheid en duurzaamheid.
- Tip: Beschikbaar met centrale tip, zijtip of kathetertip voor verschillende toepassingen.
- Plunjer: Doorzichtige polypropyleen plunjer met latexvrij stopmechanisme voor veilig gebruik.

Inhoud

Wordt geleverd in een doosje van 50 stuks. Wens je er meer? Duid dan meerdere dozen

aan.