



Artikelnummer	3721
Prijs excl. BTW	€ 26,90
Prijs incl. BTW	€ 32,55
Voorraad	Nog slechts 9 op voorraad

Omschrijving

De Unifine spuit - luer lock is verkrijgbaar in diverse afmetingen en ideaal voor verschillende injectie- en aspiratieprocedures. Ze ondersteunen de optimale patiëntenzorg in uiteenlopende medische situaties, waardoor ze een veelzijdige en betrouwbare keuze zijn.

Productkenmerken

- Cilinder: Transparant polypropyleen voor extra stevigheid en duurzaamheid.
- Tip: Beschikbaar met centrale tip, zijtip of kathetertip voor verschillende toepassingen.
- Plunjer: Doorzichtige polypropyleen plunjer met latexvrij stopmechanisme voor veilig gebruik.

Inhoud

Kies je gewenste spuit. Wens je meer stuks dan het aantal stuks per doos? Duid dan

meerdere dozen aan.