



Unistik Shieldlock - Zonder adapter - Zonder houder - 25G x 300mm - 100 stuks

08/10/2025 22:07:01



Artikelnummer	3753
Prijs excl. BTW	€ 23,99
Prijs incl. BTW	€ 29,03
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Een gebruikte naald kan een prikverwonding veroorzaken, zelfs als deze maar kort wordt gebruikt.

Met een gebruiksvriendelijk ontwerp biedt deze Unistik Shieldlock (zonder adapter/houder) bescherming zodra de naald uit de ader is verwijderd. Dit maakt het mogelijk voor zorgprofessionals om gemakkelijk grote hoeveelheden bloed af te nemen. Ervaar veilige bloedafname

De Unistik shieldlock is ontworpen om bescherming te bieden zodra de naald uit de ader van de patiënt wordt verwijderd, met een veiligheidssysteem dat wordt geactiveerd met de duim.

Inhoud

Unistik Shieldlock (Zonder adapter/houder) - 100 stuks Duid je gewenste afmetingen aan.