

WELCH ALLYN Kleenspec Disposable vaginale specula - Large - 18 stuks

08/10/2025 16:22:46



Artikelnummer	122198
Prijs excl. BTW	€ 73,20
Prijs incl. BTW	€ 88,57
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Deze wegwerpspecula van Welch Allyn zijn bestemd voor gebruik met de KleenSpec LED verlichtingssysteem. Wegwerpspecula zorgt ervoor dat er geen tijd of kosten worden besteed aan het reinigen, desinfecteren en steriliseren van specula. De specula zijn vervaardigd uit zacht acryl, waardoor klemmen en knijpen van weefsel tijdens het onderzoek wordt vermeden. Op die manier zorgen ze voor een zeer groot comfort bij de patiënt.

Producteigenschappen voor de KleenSpec wegwerpspecula

- Geschikt voor gebruik met het KleenSpec LED verlichtingssysteem van Welch Allyn
- Doorzichtig materiaal waardoor het onderzoek van het weefsel rechtstreeks via het speculum mogelijk wordt gemaakt

- Brede, ergonomische handgreep voor een gemakkelijkere grip
- Vervaardigd uit acryl
- Verhoogd comfort voor de patiënt door knijpen of klemmen van het weefsel tijdens het onderzoek te vermijden
- Wegwerpproduct, dus geen reinigings- of desinfecteringskosten

Verkrijgbaar in verschillende formaten:

- Small (59000) - 24 stuks/verpakking
- Medium (59001) - 24 stuks/verpakking
- Large (59004) - 18 stuks/verpakking