

WELCH ALLYN Kleenspec

Draadloze verlichtingsset voor vaginale wegwerpspecula

08/10/2025 14:54:11



Artikelnummer	122195
Prijs excl. BTW	€ 432,01
Prijs incl. BTW	€ 522,73
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Welch Allyn 790 serie - Kleenspec is een verlichtingssysteem voor wegwerp vaginale specula. Deze Welch Allyn verlichtingssysteem kan eveneens zonder specula gebruikt worden als een algemene lichtbron. De verlichtingssysteem Welch Allyn 790 serie in combinatie met een vaginale speculum Welch Allyn KleenSpec wordt voornamelijk gebruikt voor gynaecologische onderzoeken zoals dilatatie, curettage, biopsie en elektrochirurgie. De 5500°K LEDs zorgen voor superieure witte en heldere verlichting van de echte weefsel kleur. Het gebruik van deze LED verlichter produceert veel minder warmte dan traditionele lampen, wat voor meer confort zorgt.

De Welch Allyn 790 serie verlichtingssysteem wordt met vaginale speculum KleenSpec[®] voor eenmalig gebruik gebruikt om de kans op kruisbesmettingen te verminderen.

De Welch Allyn verlichtingssysteem wordt bij het plaatsen van een vaginale speculum automatische aangeschakeld en schakelt automatisch uit bij het verwijderen van de

vaginale speculum.

Deze verlichtingssysteem van Welch Allyn is draadloos. Bij het onderzoeken heeft u geen last van kabels.

De Welch Allyn Kleenspec werkt op Lithium-ion batterij met een continue werking van 80 minuten voor een oplaadtijd van 6 uur. De draadloze verlichtingssysteem Welch Allyn 790 serie bestaat uit een lader (met snoer) en een draadloze verlichter. Een extra netsnoer is optioneel beschikbaar.

Specificaties van de verlichtingssysteem Welch Allyn 790 serie:

- Superieur witter en helderder LED licht
- Draadloos verlichter (Kleenspec)
- Ergonomisch design
- Oplaadbaar
- Automatische aan- en uitschakeling
- Levensduur batterij: 80 minuten
- Voeding: Lithium-ion batterij

[KleenSpec vaginale specula zijn apart beschikbaar.](#)