



Artikelnummer	124033BL
Prijs excl. BTW	€ 101,77
Prijs incl. BTW	€ 123,14
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Deze Adscope 601 is een uitstekende cardiologische stethoscoop die is voorzien van een verwisselbaar borststuk. Ontwikkeld om moeilijk te horen geluiden beter hoorbaar te maken. Tweezijdig borststuk met instelbare membranen laat u zowel hoog- als laagfrequente geluiden horen aan zowel de volwassenen- als de pediatrische zijde van het borststuk. Pediatrische zijde kan worden omgezet naar een open kelk.

- Beluister hoog- of laagfrequente tonen door een lichte aanpassing van de druk op het borststuk.
- Lichte druk voor lage frequentie; meer druk voor hoge frequentie.
- Het fraai vervaardigd borststuk van chirurgisch roestvrij staal zorgt voor optimale prestaties en hoge duurzaamheid.
- Extra diepe kelk voor een onovertroffen lage frequentie-gehoor.
- De roestvrij stalen oorbuizen zijn in een anatomisch correcte hoek gepositioneerd voor een goede pasvorm in de oorkanalen.
- Antikoudehoes biedt comfort aan uw patiënt tijdens het onderzoek.

- Headset met Adsoft Plus silicone klikvaste oordopjes garanderen gebruiksgemak en een optimale akoestische dichting.
- Tube met dubbel lumen (48cm) behoudt zijn vorm en flexibiliteit jaar na jaar.

Producteigenschappen:

- Gewicht: 215g
- Totale lengte: 71cm
- Gemaakt, gekeurd en verpakt in USA
- Alle ADC stethoscopen zijn latexvrij en vrij van ftalaat-weekmakers
- Standaard kleur borststuk: metaalkleur. Optioneel verkrijgbaar in zwart
- De ADC Adscope 601 Convertible is vergelijkbaar met de Littmann Cardiology IV

De Cardiology Adscope 601 wordt geleverd inclusief een kelk voor volwassenen, 3 paar Adsoft Plus oordopjes. Technische specificaties:

- Borststuk type: Omwisselbaar
- Borststuk materiaal: Roestvrij staal
- Borststuk afwerking: Satijn
- Borststuk gewicht: 116 gr
- Membraan diameter: 4.45 cm
- Membraan materiaal: Epoxy/ glasvezel
- Membraan type: Instelbaar, AFD Technology
- Kelk diameter: 3.8 cm
- Headset type: Cardiologie
- Headset materiaal: Roestvrij staal
- Headset afwerking: Satijn
- Tube lengte: 48 cm
- Totale lengte: 71 cm
- Totaal gewicht: 215 g