



Artikelnummer	1416
Prijs excl. BTW	€ 30,52
Prijs incl. BTW	€ 36,93
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Deze Contactloze infraroodthermometer Tempo Easy - Grijs is ultra-nauwkeurig onder alle omstandigheden. Dankzij de infraroodtechnologie kan deze thermometer contactloze metingen uitvoeren in diverse situaties. Het is perfect voor het snel meten van de lichaamstemperatuur, slechts enkele centimeters van de slaap van de patiënt. De thermometer is eenvoudig in gebruik en licht van gewicht, en maakt geen gebruik van een sondehoes. De Tempo Easy is een gebruiksvriendelijke en precieze thermometer, ontwikkeld voor professional.

Kenmerken:

- Meetbereik: 32°C - 43°C
- Contactloze meting: meet op 3 tot 5 cm afstand
- Geheugen voor 32 metingen
- Kleur: grijs

Afbeeldingen

