



Artikelnummer	1425
Prijs excl. BTW	€ 257,50
Prijs incl. BTW	€ 311,58
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Innovatieve dermatoscoop in pocketformaat

Innovatieve verlichting: LED-ring met 2 × 5 leds in concentrische opstelling voor een zeer gedetailleerd, homogeen beeld; eenvoudig te schakelen met één druk op de knop.

Belangrijkste kenmerken:

- Afneembare contactplaat voor eenvoudige reiniging
- Onderhoudsvrij – geen lampvervanging nodig
- Traploos zoomgebied met 10× vergroting voor een vervormingsvrij beeld
- Geoptimaliseerd kopontwerp voor optimaal gebruiksgemak
- Automatische uitschakeling na 3 minuten
- Levensduur van de leds: ca. 100.000 uur dankzij constante stroomregeling

- Lichtintensiteit: 10.000 Lux
- Kleurtemperatuur:

Ring 1: ca. 3.000K - Ring 2: ca. 6.000K

Handvat en voeding:

- Handgreep van aluminium en glasvezelversterkt materiaal
- Eveneens compatibel met de LuxaScope Auris CCT LED 2,5V otoscoopkop
- Elektronische aan/uit-drukknopschakelaar
- Voeding: 2 × AAA-alkalinebatterijen (inbegrepen)