



Artikelnummer	125213
Prijs excl. BTW	€ 10,08
Prijs incl. BTW	€ 12,20
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Een thermometer die gericht is op duidelijkheid en leesbaarheid. WAT IS HET? Een nieuwe digitale thermometer met een flexibele top die eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk af te lezen is, dankzij het grote display dat ontworpen is volgens de "DLS-filosofie". WAT DOET HIJ VOOR U? Hij meet uw lichaamstemperatuur, oraal of rectaal, en vertelt u eenvoudig en snel het resultaat. Onderarm duurt tussen 60 en 120 seconden. WAT MAAKT HET UNIEK? Het heeft een groot display waarop u gemakkelijk kunt aflezen of u koorts hebt of niet. Hij helpt ook door een alarm af te laten gaan als u koorts hebt - de thermometer piept als hij klaar is met meten en als de koorts hoger is dan 37,8°C. Het geheugen slaat het meest recente resultaat op. De flexibele top is waterbestendig. De batterijen gaan minstens 1000 metingen mee. IN WELK FORMAAT VINDT U HEM? De VedoClear Zoom-thermometer wordt geleverd in een handige transparant beschermhoes om hem te beschermen en na gebruik veilig op te bergen.

Afbeeldingen

