



Artikelnummer	125219
Prijs excl. BTW	€ 4,81
Prijs incl. BTW	€ 5,82
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Voor het meten van koorts met een glimlach. WAT IS HET? VedoColor is een gekleurde digitale thermometer met een stijve sonde, gemaakt volgens de "DLS-filosofie". Speciaal ontworpen in 4 pasteltinten om het opnemen van de temperatuur van uw kind wat leuker te maken. Ook geschikt voor de rest van het gezin. WAT DOET HET VOOR JOU? Hij helpt u gemakkelijk en met een gerust hart te controleren op koorts door uw lichaamstemperatuur te meten. Met zijn fraaie design en kleuren is het een thermometer die u altijd bij u kunt houden, zelfs op vakantie. WAT MAAKT HET UNIEK? VedoColor maakt het opnemen van een temperatuur leuk en gemakkelijk, zelfs voor kleintjes die zich vaak ongemakkelijk voelen bij standaardthermometers. Het LED-display is groot en goed leesbaar, zodat je het resultaat in één oogopslag kunt zien. Een alarm gaat af om je te waarschuwen bij koorts. Hij is ook volledig hypoallergeen, want de sonde heeft geen metalen onderdelen. IN WELKE FORMATEN KUN JE HET VINDEN? Nieuw aan VedoColor zijn de 4 pasteltinten - blauw, geel, groen en roze. Het wordt bewaard in een speciale beschermhoes om het veilig te houden na gebruik.