



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 124004CB                  |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 132,55                  |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 160,39                  |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 3 op voorraad |

## Omschrijving

De Classic III stethoscoop is de meest recente versie van de stethoscoop die miljoenen medische professionals helpt optimaal te presteren. Voorzien van een dubbelzijdig en instelbaar membraan die makkelijk is om te bouwen naar een kelk. De nieuwe Classic III verbindt het innovatieve met het traditionele.

**Door de hoge akoestische gevoeligheid is de Littmann Classic III stethoscoop een uitstekend instrument voor het verrichten van lichamelijk onderzoek.**

De Littmann Classic III Stethoscoop is een vervolgonontwikkeling van de bewezen kwaliteit van het Classic design. Door de hoge akoestische gevoeligheid is de Littmann Classic III stethoscoop een uitstekend instrument voor het verrichten van hoogwaardig lichamelijk onderzoek. De nieuwe generatie slang heeft een langere levensduur vanwege de verhoogde weerstand tegen huidoliën, vlekken en alcohol. Het dubbelzijdig borststuk is veelzijdig omdat het beschikt over instelbare membranen aan de grote en aan de kleine

zijde. Hierdoor is de Classic III te gebruiken voor zowel volwassen als kleine(re) patiënten.

## **Littmann Classic III - eigenschappen**

- Hoge akoestische gevoeligheid bij algeheel fysiek onderzoek
- Het membraan is gemakkelijk te reinigen vanwege het gladde oppervlak zonder kleine oneffenheden
- Instelbaar membraan aan beide zijden van het borststuk
- Open kelk optie door het membraan te vervangen door een anti-koude ring
- Nieuwe generatie slang met verbeterde weerstand tegen huidoliën en alcohol waardoor de slang een langere levensduur heeft
- Precisie vormgegeven borststuk waardoor een minder hoekige, aesthetischer vorm ontstaat
- Gladde Snap-tight oordopjes voor een comfortabeler pasvorm en akoestische afdichting
- 5 jaar garantie op alle stethoscopen Classic III uitvoeringen