

Littmann Herstelkit voor Classic II Pediatric (membraan + 2 ringen)

08/10/2025 12:05:50



Artikelnummer	124071
Prijs excl. BTW	€ 17,42
Prijs incl. BTW	€ 21,08
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

De stethoscoopkit met onderdelen voor de 3M™ Classic II Pediatric bevat een 2 zwarte ringen en een membraan. De 3M™ Littmann® stethoscopen bieden de hoogste kwaliteit die verwacht wordt door gezondheidsmedewerkers. Alle onderdelen en toebehoren moeten aan dezelfde eisen voldoen.

Elk item wordt zorgvuldig vervaardigd om perfect te passen bij uw Littmann® stethoscoop.

Elk kit komt overeen met één van onze Littmann® modellen stethoscopen. De onderdelen voor stethoscopen en accessoires worden gebruikt voor eenvoudige reparaties.