



Littmann Herstelkit voor Classic II S.E. (membraam met omranding + 2 oordopjes) - Grijs

08/10/2025 15:10:34



Artikelnummer	124075
Prijs excl. BTW	€ 28,32
Prijs incl. BTW	€ 34,27
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Littmann Herstelkit voor Classic II S.E. (membraam met omranding + 2 oordopjes) - Grijs
De 3M™ Littmann® stethoscopen bieden de hoogste kwaliteit die verwacht wordt door gezondheidsmedewerkers. Alle onderdelen en toebehoren moeten aan dezelfde eisen voldoen.

Elk item wordt zorgvuldig vervaardigd om perfect te
passen bij uw Littmann® stethoscoop.

Elk kit komt overeen met één van onze Littmann® modellen stethoscopen. De onderdelen voor stethoscopen en accessoires worden gebruikt voor eenvoudige reparaties.