



Littmann Herstelkit voor Classic II S.E. (membraam met omranding + 2 oordopjes) - Zwart

08/10/2025 22:15:10



Artikelnummer	124074
Prijs excl. BTW	€ 28,32
Prijs incl. BTW	€ 34,27
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Littmann Herstelkit voor Classic II S.E. (membraam met omranding + 2 oordopjes) - Zwart
De 3M™ Littmann® stethoscopen bieden de hoogste kwaliteit die verwacht wordt door gezondheidsmedewerkers. Alle onderdelen en toebehoren moeten aan dezelfde eisen voldoen.

Elk item wordt zorgvuldig vervaardigd om perfect te passen bij uw Littmann® stethoscoop.

Elk kit komt overeen met één van onze Littmann® modellen stethoscopen. De onderdelen voor stethoscopen en accessoires worden gebruikt voor eenvoudige reparaties.