



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 124023                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 63,63                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 76,99                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 3 op voorraad |

## Omschrijving

De 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. stethoscoop is een ideaal instapmodel met een instelbaar membraan, dubbelzijdig borststuk en betrouwbare akoestische prestaties. De druppelvorm maakt auscultatie rondom bloeddrukmanchetten makkelijker. De 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. Stethoscoop biedt betrouwbare akoestische prestaties bij het aflezen van bloeddruk en kleine lichamelijke onderzoeken bij volwassenen patiënten. Weegt slechts 118 gram, hiermee is het de lichtste van alle Littmann® volwassenen stethoscopen, comfortabeler voor zorgverleners die hun stethoscoop de hele dag dragen. De Lightweight II S.E. stethoscoop is een instapmodel dat u verrassend veel geavanceerde functies biedt, zoals een instelbaar membraan, dubbelzijdig borststuk en een verstelbare beugel.

Het is een goede keuze voor medische professionals zoals professionele verpleegkundigen, verpleegkundeassistenten en verpleegkundestudenten.

Dankzij de instelbare membraantechnologie (een uitvinding van 3M™) kunnen klinici verschillende geluidsfrequenties horen door simpelweg de druk op het borststuk aan te passen. Een lichte druk op het borststuk zorgt ervoor dat u laagfrequente geluiden hoort; een beetje meer druk zorgt voor de hoogfrequente geluiden. Deze functie bespaart u tijd en zorgt ervoor dat de zorgverlener zich op de patiënt kan focussen terwijl het antikoudemembraan en -mof de patiënt comfort bieden. Robuuste slangen behouden hun vorm en flexibiliteit ook als ze compact worden opgeborgen. De spanning van de headset is makkelijk aan te passen aan elke hoofdgrootte en wensen van de gebruiker door de oordopjes samen te knijpen of uit elkaar te trekken. Klikvaste oordopjes met een zachte afdichting voelen comfortabel aan in het oor en bieden een uitstekende akoestische dichting. De oordopjes klikken stevig vast aan de uiteindes van de buisjes en zijn, voor de veiligheid, niet zomaar te verwijderen. Slangen van de volgende generatie bevatten geen natuurrubber (latex), een voordeel voor gevoelige medici en hun patiënten. En om de gezondheid van de mens en natuur te beschermen, bevatten de slangen van de volgende generatie geen ftalaat-weekmakers.

**De Littmann® Lightweight II stethoscoop wordt geleverd met grote oordoppen met zachte afdichting en instructies.**

- Littmann® Lightweight II S.E. Stethoscoop heeft het laagste gewicht van alle Littmann stethoscopen voor volwassenen met slechts 118 gram
- Littmann® Lightweight II S.E. Stethoscoop heeft een dubbelzijdig borststuk wat veelzijdigheid levert van zowel een instelbaar membraan als een open kelk
- Littmann® Lightweight II S.E. Stethoscoop heeft een traanvorming borststuk voor makkelijkere plaatsing onder bloeddrukmanchetten en rond verbanden.

**Specificaties Littmann® Lightweight II S.E. Stethoscoop:**

- Applicaties: Lichamelijk onderzoek en bloeddrukmeting
- Borststuk gewicht (metrisch): 47 g
- Borststuk technologie: Dubbelzijdig
- Diameter membraan: 5,4
- Lengte: 71 cm
- Model: Lightweight II S.E.
- Slangconstructie: Enkelvoudige slang