



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 1428                      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 10,14                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 12,27                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 9 op voorraad |

## Omschrijving

De LUXAMED Diagnostisch ooglampje (penlight) is een diagnostische lamp van topkwaliteit, speciaal ontwikkeld voor dagelijks professioneel medisch gebruik.

### Helder LED-licht

Dankzij het heldere LED-licht zorgt de Luxamed Penlight voor een natuurgetrouwe kleurweergave. Dit is essentieel voor het uitvoeren van nauwkeurige onderzoeken. De hoge lichtintensiteit maakt het mogelijk om zelfs in minder ideale omstandigheden goed zichtbaar te blijven.

### Eigenschappen

- Modern en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Handige clip om aan kledij te bevestigen
- De batterijen worden makkelijk vervangen door de lamphouder los te draaien  
(2 x AAA)

## Afbeeldingen

---

