



Artikelnummer	313959
Prijs excl. BTW	€ 22,49
Prijs incl. BTW	€ 27,21
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Veroval[®] - Duo Control manchet Large (32-42cm) voor digitale bovenarm bloeddrukmeter

Duo Control manchetten voor bloeddrukmeters:

De manchet is het gedeelte van de bloeddrukmeter dat om uw pols of bovenarm wordt geplaatst en waarin lucht wordt gepompt zodra u een bloeddrukmeting in werking zet. Voor een nauwkeurige meting is het belangrijk om het bloeddrukmeter manchet te vervangen zodra deze slijtageplekken vertoont. Om te bepalen welke maat geschikt is, meet u de omtrek van uw bovenarm. Let er vervolgens bij de aanschaf van uw manchet wel op dat het manchet aangesloten kan worden op uw bloeddrukmeter. Deze manchet is geschikt voor een Veroval[®] Duo Control bloeddrukmeter.

