



Artikelnummer	313945
Prijs excl. BTW	€ 141,64
Prijs incl. BTW	€ 171,38
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Omron Karadka weegschaal - vetmeter

Karakteristieken Omron Karadka

- Lichaamsvet (%)
- Visceraal vet (maximaal 30 niveaus)
- BMI (Body Mass Index)
- Skeletspiermassa (%)

Technische gegevens Omron Karadka

Weergave:

- Lichaamsgewicht: 0 tot 150 kg in stappen van 0,1 kg (0,0 tot 330,0 lb in stappen van 0,2 lb).
- Lichaamsvetpercentage: 5,0 tot 60,0% in stappen van 0,1%.

- Skeletspiermassapercentage: 5,0 tot 50,0% in stappen van 0,1%
- BMI: 7,0 tot 90,0 in stappen van 0,1
- Basaal metabolisme: 385 tot 3999 kcal in stappen van 1 kcal
- Visceraal vetniveau: 30 niveaus in stappen van 1 niveau
- BMI-beoordeling: (ondergewicht) / 0 (normaal) / + (overgewicht) / ++ (ernstig overgewicht) 4 niveaus met ieder 3 subniveaus
- Beoordeling lichaamsvetpercentage en skeletspiermassapercentage: (laag) / 0 (normaal) / + (hoog) / ++ (zeer hoog) 4 niveaus met ieder 3 subniveaus
- Beoordeling visceraal vetniveau: 0 (normaal) / + (hoog) / ++ (zeer hoog) 3 niveaus met ieder 3 subniveaus

Onderdelen instellen:

- Lengte: 100,0 tot 199,5 cm (3' 4" tot 6' 6 3/4").
- Leeftijd: 6 tot 80 jaar.
- Geslacht: man/vrouw.
- Meeteenheden: kg (cm) / lb (voet-inch)
- Het leeftijdsbereik voor lichaamsvetpercentage en -beoordeling, skeletspiermassapercentage, BMI en BMI-beoordeling en basaal metabolisme is 6 tot 80 jaar.
- Het leeftijdsbereik voor visceraal vetniveau, en visceraal vetniveau-beoordeling en skeletspiermassapercentage-beoordeling is 18 tot 80 jaar.

Weegnauwkeurigheid:

- 0,0 kg tot 40,0 kg: $\pm 0,4$ kg (0,0 lb tot 88,2 lb: $\pm 0,88$ lb)
- 40,0 kg tot 150,0 kg: $\pm 1\%$ (88,2 lb tot 330,0 lb: $\pm 1\%$)

Nauwkeurigheid (S.E.E.)

- Lichaamsvetpercentage: 3,5%
- Skeletspiermassapercentage: 3,5%
- Visceraal vetniveau: 3 niveaus

Voeding: 4 AA-batterijen (R6, u kunt ook AA-alkalinebatterijen gebruiken (LR6)).

Levensduur batterijen: Circa 1 jaar (met mangaanbatterijen die voor vier metingen per dag worden gebruikt) Werktemperatuur en luchtvochtigheid:

- +10°C tot +40°C, 30% tot 85% relatieve luchtvochtigheid
- -20°C tot +60°C, 10% tot 95% relatieve luchtvochtigheid, 700 hPa - 1060 hPa (voor opslag)

Gewicht: Circa 2,2 kg (4,85 lb) (inclusief batterijen). Afmetingen:

- Afleesgedeelte: Circa 300 (B) × 35 (H) × 147 mm (D) (Circa 11 3/4" (B) × 1 3/8" (H) × 5 3/4" (D))
- Weeggedeelte: Circa 303 (B) × 55 (H) × 327 mm (D) (Circa 11 7/8" (B) × 2 1/8" (H) × 12 7/8" (D))

Inhoud pakket: Lichaamscompositiemeter, 4 AA-mangaanbatterijen (R6), gebruiksaanwijzing, garantiekaart.