

OMRON M2 Basic - Bovenarmbloeddrukmeter met manchet (M)

08/10/2025 18:56:42



Artikelnummer	313912
Prijs excl. BTW	€ 45,99
Prijs incl. BTW	€ 55,65
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De bloeddrukmeter is perfect geschikt voor mensen die enkel een betrouwbare en praktische bloeddrukmeter willen hebben zonder al te veel mogelijkheden. Deze meter meet: bovendruk, onderdruk en uw hartslag. En het belangrijkste: deze meter is klinisch gevalideerd en daarmee dus betrouwbaar.

Eenvoudige maar betrouwbare bloeddrukmeter

Deze Omron M2 basis is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een simpele maar betrouwbare bloeddrukmeter. Deze bloeddrukmeter is zeer eenvoudig te bedienen en toont betrouwbare bloeddrukwaarden. De meting start door één druk op de startknop; vervolgens pompt het apparaat de manchet automatisch tot de juiste druk op.

De meter meet de bovendruk, onderdruk en hartslag.

De uitkomst van de meting wordt duidelijk weergegeven op het display. Het is mogelijk om

de laatst gemeten waarden terug te bekijken in het apparaat. Deze meter wordt compleet gebruiksklaar geleverd inclusief: Een set batterijen (AA), Nederlandse handleiding, Manchet in maat medium (armomtrek: 22 cm - 32 cm) & bloeddrukmeter.

Eigenschappen:

- Volautomatische bovenarm bloeddrukmeter
- Geheugen voor laatste meting
- Manchetmaat: 22 cm tot 32 cm
- Eenvoudig in gebruik
- Klinisch gevalideerd
- Zeer eenvoudige bediening met één knop