

OMRON M3 Comfort - Bovenarmbloeddrukmeter met IntelliWrap

08/10/2025 19:05:16



Artikelnummer	313914
Prijs excl. BTW	€ 75,77
Prijs incl. BTW	€ 91,68
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

De Omron M3 comfort is een bovenarmbloeddrukmeter met Intelli Wrap manchet (M/L). Met de Omron M3 Comfort meet jij thuis heel eenvoudig je eigen bloeddruk. De bloeddrukmeter geeft je snel inzicht in je bloeddruk en hartslag. Om een betrouwbare meting te doen, herkent het apparaat ook een onregelmatige hartslag. De M3 Comfort heeft een geheugenfunctie, waardoor hij niet alleen de metingen opslaat, maar ook een gemiddelde van 3 metingen binnen 10 minuten berekent. De bloeddrukmeter heeft een voorgevormde manchet wat inhoudt dat het minder in je arm snijdt tijdens het oppompen. Wanneer je de manchet verkeerd bevestigt om de arm, geeft de M3 Comfort een bevestigingsfout weer.

Algemene kenmerken van de Omron M3 Comfort

- Automatische bovenarmbloeddrukmeter

- Intellisense™ Technologie
- Cuff Wrapping Guide
- Detectiesysteem onregelmatige hartslag
- Bewegingsdetectie
- Bloeddrukindicator
- Berekening van het gemiddelde van de 3 metingen in de laatste 10 min.
- Geheugen: 100 metingen met datum en uur, elk van de 2 gebruikers
- Weekgemiddelden (ochtend & avond)
- Ochtend hypertensie

Productspecificaties Omron M3 Comfort

- Inclusief gevormde Intelli Wrap manchet (armomtrek van 22 tot 42 cm): 2 maten in 1 manchet: M + L
- Batterijen: 4 x AA
- Adapter in optie
- Inclusief opbergtas
- Gevalideerd: Internationaal Protocol
- 5 jaar garantie

Standaard meegeleverd:

- Manchet
- 4x AA-batterij
- Handleiding
- Opbergetui