



Artikelnummer	313919
Prijs excl. BTW	€ 101,61
Prijs incl. BTW	€ 122,95
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De Omron M6 Comfort kenmerkt zich door de voorgevormde comfort manchet. De zogeheten Intelli-wrap cuff zorgt voor een aangename en correcte meting. De manchet biedt meer stevigheid en zit prettiger door de speciale voorgevormde vorm. De Omron M6 comfort is geschikt voor 2 personen en heeft 100 geheugenplaatsen per persoon.

Omron Intellisense™

De Omron M6 Comfort maakt gebruik van de gepatenteerde Intellisense™ techniek. Intellisense™ zorgt ervoor dat de manchet de perfecte oppompdruk heeft. Deze techniek heeft twee voordelen:

- Door de juiste oppompdruk is de bloeddrukmeting uiterst nauwkeurig.
- Door de juiste oppompdruk wordt de manchet niet te hard opgepompt: dit zorgt voor een minder pijnlijk gevoel.

Omron M6 Comfort - karakteristieken

- Automatische bovenarm bloeddrukmeter
- Intellisense™ technologie
- Comfort cuff: manchet voor armomtrek 22-42 cm (M+L)
- Kan het weekgemiddelde van alle ochtend metingen en avond metingen berekenen
- Detectie voor een (on)juist aangebracht manchet
- AC-adapter in optie
- Geheugen: 100 metingen met datum en tijd
- Detectie hartritmestoornis
- Bewegingsdetectie
- Gemiddelde 3 metingen
- Batterijen: 4 x AA
- Opbergtas
- Garantie: 3 jaar (niet op de manchet)
- Gevalideerd: International Protocol en BHS

Technische gegevens

- Display: LCD digitaal display
- Meetmethode: Oscillometrische methode
- Meetbereik Druk: 0 mmHg tot 299 mmHg
- Meetbereik Pols: 40 tot 180/minuut
- Nauwkeurigheid druk: ± 3 mmHg
- Nauwkeurigheid pols: $\pm 5\%$ van de weergegeven waarde
- Opblazen: Fuzzy-logic bestuurd door een elektrische pomp
- Ontluchten: Automatische ontluchtingsventiel
- Drukdetectie: Capacitieve druksensor
- Geheugen: 90 Metingen met datum en tijd
- Stroomvoorziening: 4 AA batterijen 1,5V of netadapter(optioneel, 6V = 4W)
- Levensduur batterijen: capaciteit van nieuwe alkaline batterijen is ongeveer 1500 metingen
- Bedrijfstemperatuur - vochtigheid +10°C tot +40°C; Maximum: 30 tot 90% RV
- Opslagtemperatuur - vochtigheid -20°C tot +60°C; Maximum: 10 tot 95% RV
- Gewicht console: ongeveer 350 g zonder batterijen
- Gewicht manchet: ongeveer 240 g

- Buitenafmetingen: ongeveer 131 (l) mm × 155 (b) mm × 84(h) mm
- Afmetingen manchet: ongeveer 152 mm × 600 mm (Manchet: armomtrek 22 tot 42 cm)
- Inhoud van de verpakking: manchet, gebruiksaanwijzing, opbergetui, set batterijen,garantiekkaart, bloeddrukpas

Afbeeldingen

