



Artikelnummer	1409
Prijs excl. BTW	€ 74,34
Prijs incl. BTW	€ 89,95
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Otoscoop LuxaScope Auris - Pediatriesch is speciaal ontworpen voor het nauwkeurig en comfortabel onderzoeken van jonge patiënten. Dankzij het kindvriendelijke design en de zes concentrisch geplaatste LED's biedt deze otoscoop heldere, gelijkmatige verlichting. Het draaibare 3x vergrootglas met handige klikfunctie zorgt voor een gedetailleerd zicht op het oor.

Het stevige 2-componenten handvat, gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof en aluminium, garandeert een stabiele en comfortabele grip. Compact en praktisch, ideaal voor zowel praktijkgebruik als huisbezoeken.

Producteigenschappen

- Compacte LED-otoscoop speciaal voor kinderen
- Kindvriendelijk design in aantrekkelijke kleuren
- Ringvormige LED-verlichting voor gelijkmatige belichting
- Dimbaar & onderhoudsvrij
- Stevig 2-componenten handvat van glasvezelversterkte kunststof en aluminium
- Geoptimaliseerde kop & draaibaar 3x vergrootglas met klikfunctie
- Elektronische AAN/UIT-drukschakelaar
- Blower-aansluiting voor pneumatische testen
- Automatische uitschakeling na 3 minuten
- Inclusief 20 wegwerp oortrechters (10 x Ø 2,5 mm & 10 x Ø 4,0 mm)

Technische specificaties

- LED-levensduur: ca. 100.000 uur (constante stroomregeling)
- Verlichtingssterkte: 10.000 lux
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Voeding: 2 x AAA alkaline batterijen

Afbeeldingen

