



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 125210                       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 19,85                      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 24,02                      |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 4 op<br>voorraad |

## Omschrijving

De peakflowmeter is een lichte en draagbare meter bedoeld om eenvoudig en nauwkeurig astma te controleren.

- Accuraat
- Compact
- Lichtgewicht
- Draagbaar
- Robuust en slijtvast
- Beschikt over een comfortabel integraalmondstuk
- Gemakkelijk te lezen
- Bereik: 50 – 800 l/min