

Promo: ProBP 2000 Digitale bloeddrukmeter - Incl. 3 Flexiport-manchetten

09/10/2025 00:04:35



Artikelnummer	122420PROMO
Prijs excl. BTW	€ 275,00
Prijs incl. BTW	€ 332,75
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Het promotiepakket: Pro BP2000 - digitale professionele bloeddrukmeter + 3 manchetten is ontworpen met geavanceerde technologieën, biedt betrouwbare meetresultaten.

Welch Allyn SureBP[®] technologie:

Ons SureBP[®]-oppompalgoritme wordt gebruikt in verschillende apparaten voor vitale functies van Welch Allyn. Het helpt artsen in alle zorginstellingen met het vastleggen van geautomatiseerde, snelle en nauwkeurige bloeddrukmetingen.

- Bloeddrukmetingen worden comfortabeler bij het oppompen en duren ongeveer 20 seconden
- Voldoet aan de AAMI-normen voor nauwkeurigheid van de bloeddruk
- Met één druk op de knop wordt de bloeddruk gemeten vanaf het moment dat de manchet wordt opgepompt
- 97% voltooiingspercentage tijdens beweging

Welch Allyn FlexiPort[®] bloeddrukmanchettechnologie:

Het gebruik van de juiste manchetmaat is een belangrijke factor bij het verkrijgen van nauwkeurige metingen. Welch Allyn FlexiPort-manchetten zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten: voor iedere patiënt is er wel een. Op deze manier kunt u altijd de juiste manchetmaat kiezen voor nauwkeurige metingen. De standaard volwassen manchet (nr. 11) is inbegrepen. Momenteel ook manchet nr. 10 & 12.

- De unieke vastklikkende éénpuntsaansluiting voorkomt het gedoe met de gewone manchetslangen en -aansluitingen. Zo kunt u meer tijd besparen als u het druk hebt.
- De ProBP 2000 is compatibel met FlexiPort herbruikbare manchetten, variërend van kind tot grote volwassene, en kan ook worden gebruikt op de dijen (15-55 cm).

Afbeeldingen

