



Artikelnummer	131044
Prijs excl. BTW	€ 47,50
Prijs incl. BTW	€ 57,48
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Pulsoximeter vingermodel (Pic) - Eenvoudige meting van zuurstof en hartslag Deze handige pulsoximeter vingermodel meet nauwkeurig het zuurstofgehalte in je bloed (SpO2) en je hartslag. Geschikt voor zowel volwassenen als kinderen vanaf 4 jaar. Het is een essentieel hulpmiddel om je gezondheid te monitoren en vroegtijdig problemen te signaleren. Waarom de OXYgen Test pulsoximeter? De OXYgen Test maakt het eenvoudig om je zuurstofsaturatie en hartslag snel te meten. Het heldere LCD-scherm toont de waarden duidelijk en dankzij de grote cijfers kun je ze meteen aflezen. De helderheid van het scherm is instelbaar, zodat je de informatie altijd goed ziet, zelfs bij weinig licht. Voordelen van de Pulsoximeter vingermodel (Pic):

- Compact en draagbaar: past gemakkelijk in je tas of broekzak.
- Gebruiksvriendelijk: eenvoudig te bedienen met één knop.
- Automatische uitschakeling: gaat na 5 seconden zonder signaal automatisch in stand-by om batterij te besparen.

Belangrijkste kenmerken

- Helder LCD-scherm met instelbare helderheid
- Vier verschillende weergavemodi voor de display
- Automatische stand-by na 5 seconden inactiviteit
- Laag stroomverbruik en batterij-indicator
- Inclusief 2x AAA-batterijen en een sleutelkoord
- Compact formaat: 61 mm (L) x 36 mm (B) x 32 mm (H)
- Gewicht: 56 gram (inclusief batterijen)