



Artikelnummer	122429
Prijs excl. BTW	€ 313,18
Prijs incl. BTW	€ 378,95
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Rolstatief voor bloeddrukmeter Pro BP2000 - Hillrom (Welch Allyn) - 107195
Zeer praktische rolstatief

Zeer praktische statief op wieltjes is ontworpen voor de Pro BP2000 digitale professionele bloeddrukmeter. Met dit statief kan de digitale bloeddrukmeter Pro BP2000 gemakkelijk worden verplaatst van kamer tot kamer en opgeborgen worden. Het statief op wieltjes is eveneens voorzien van een mand voor het eenvoudig opbergen van uw manchetten of andere accessoires. Dit product wordt zonder bloeddrukmeter geleverd.