



Artikelnummer	1412
Prijs excl. BTW	€ 37,74
Prijs incl. BTW	€ 45,67
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De Saturatiemeter Oxystart is een compact en lichtgewicht medisch apparaat, speciaal ontworpen voor het snel en nauwkeurig meten van de zuurstofsaturatie (SpO2) en hartslag. Ideaal voor gebruik door zorgprofessionals, maar ook perfect geschikt voor thuisgebruik, huisbezoeken en instellingen.

Belangrijkste kenmerken:

- Nauwkeurige meting van SpO2 en hartslag
- Lichtgewicht en draagbaar ontwerp
- Eenvoudig afleesbaar display met instelbare helderheid
- 4 verschillende weergavemodi voor optimaal gebruiksgemak

- Plethysmografie-curve voor visuele controle van de hartslag
- Direct gebruiksklaar: inclusief opbergtas, polsband en batterijen

Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar

De Saturatiemeter Oxystart is eenvoudig in gebruik: plaats de meter op de vinger en binnen enkele seconden worden de vitale waarden duidelijk weergegeven op het scherm. Dankzij het heldere display en de intuïtieve bediening is deze saturatiemeter geschikt voor jong en oud.

Wat zit er in de verpakking?

- 1x Oxystart saturatiemeter
- 1x Opbergtas
- 1x Polsband
- 2x AAA LR03 batterijen
- 1x Gebruikershandleiding

Afbeeldingen

