



Artikelnummer	159012
Prijs excl. BTW	€ 450,73
Prijs incl. BTW	€ 545,38
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Seca - mechanische kolomweegschaal

- Mechanische kolomweegschaal op statief
- Aflezing: 50 gr
- Weeg-/meetbereik: 220 kg

Twee eigenschappen maken de mechanische weegschaal 700 tot een onmisbaar instrument voor klassieke weging: robuustheid en absolute betrouwbaarheid. Met een capaciteit van 220 kg en een groot laag platform is deze weegschaal ontworpen om de grootste mensen te wegen. Met zijn fijne 50 g schaalverdeling maakt het ook mogelijk om de kleinste gewichtsvariaties te bepalen. De grote, duidelijk leesbare weegschaal en de op ooghoogte verschuifbare contragewichten maken dit model bijzonder gebruiksvriendelijk. Optioneel kan de seca 700 worden uitgerust met de seca 220 gauge, die de seca 700 omdoopt tot een compleet meetstation.